

Hüft-Bandagen

Bandage du bassin Bendaggio delle anche

Trochantergurt Camp

Indikation

- Symphysenruptur
- ISG Beschwerden

Eigenschaften

- Stufenlos einstellbar
- Mit oder ohne Schenkelriemen

Ceinture pelvienne Camp

Indications

- Rupture de la symphyse pubienne
- Douleurs de l'articulation sacroiliaque

Propriétés

- Réglage progressif
- Avec ou sans sangle de cuisse

Cintura pelvica Camp

Indicazione

- Rottura della sinfisi
- Dolori all'articolazione ileo-sacrale

Caratteristiche

- Regolazione progressiva
- Con o senza cinture cosciali

Bruchband

Indikation

- Leistenbruch ein-oder beidseitig
- Nabelbruch und Hodenbruch

Eigenschaften

- Verschiessen der Bruchpforte

Ceinture herniaire

Indications

- Hernie inguinale unilatérale ou bilatérale
- Hernie ombilicale et scrotale

Propriétés

- Contention de la poche herniaire
- De confection en diverses grandeurs

Cintura per ernia

Indicazione

- Ernia uni o bilaterale
- Ernia ombelicale o scrotale

Caratteristiche

- Comprime l'ernia

Unterhose mit Pelotten

Indikation

- Leistenbruch ein-oder beidseitig
- Nabelbruch und Hodenbruch

Eigenschaften

- Verschiessen der Bruchpforte
- Diverse Grössen und Ausführungen
- Konfektion

Culottes avec pelotes

Indications

- Hernie inguinale unilatérale ou bilatérale
- Hernie ombilicale et scrotale

Propriétés

- Contention de la poche herniaire
- De confection en diverses grandeurs

Mutande con pelotte

Indicazione

- Ernia uni o bilaterale
- Ernia ombelicale o scrotale

Caratteristiche

- Comprime l'ernia
- Diverse misure e modelli
- Preconfezionate



Trochantergurt Camp
Ceinture pelvienne Camp
Cintura pelvica Camp



Bruchband
Ceinture herniaire
Cintura per ernia



Unterhose mit Pelotten
Culottes avec pelotes
Mutande con pelotte

Rumpf-Bandagen

Bandage du tronc

Bendaggio addominale

Bauchbandagen

Indikation

- Bauchoperationen postoperativ
- Leichte Narbenhernie

Eigenschaften

- Stufenlos einstellbare Kompression
- Leichte Bewegungseinschränkung
- Ausführung in div. Breiten

Rippenbandagen

Indikation

- Rippenprellung und Frakturen

Eigenschaften

- Stufenlos einstellbare Kompression
- Leichte Bewegungseinschränkung
- Ausführung in div. Breiten

Ceinture abdominale

Indications

- Post-chirurgie abdominale
- Légère hernie cicatricielle

Propriétés

- Compression continue réglable
- Restriction de mouvement
- Exécution en diverses largeurs

Ceinture thoracale

Indications

- Côtes contusionnées et fracturées

Propriétés

- Compression continue réglable
- Restriction de mouvement
- Exécution en diverses largeurs

Bendaggio addominale

Indicazione

- Dopo operazioni addominali
- Leggere ernie cicatriziali

Caratteristiche

- Chiusura regolabile compressiva
- Leggera stabilizzazione
- Diverse grandezze

Bendaggio costale

Indicazione

- Compressione o fratture costali

Caratteristiche

- Chiusura regolabile compressiva
- Leggera stabilizzazione
- Diverse grandezze



Bauchbandagen
Ceinture abdominale
Bendaggio addominale



Rippenbandagen
Ceinture thoracale
Bendaggio costale

Rumpf- und Bauch Bandagen

Bandage du tronc

Bendaggio addominale



Lumbotrain

Indikation

- LWS Syndrom
- Lumbalgie
- Muskuläre Dysbalance
- Ligamentosen

Eigenschaften

- Stufenlos einstellbare anatomische Bandage mit Silikonpelotten
- Leichte Bewegungseinschränkung
- Männer/Frauen-Modell

Lumbotrain

Indications

- Syndrome lombaire
- Lombalgies
- Asymétrie musculaire
- Laxité ligamentaire

Propriétés

- Bandage anatomique élastique avec pelote en silicone
- Légère restriction de mouvement
- Modèles homme et femme
- Confectionné en diverses grandeurs

Lumbotrain

Indicazione

- Sindrome lombare
- Lombalgia
- Squilibrio muscolare

Caratteristiche

- Chiusura regolabile compressiva con pelotta in silicone
- Leggera stabilizzazione
- Per uomo o donna

Lumbotrain



Lumboloc

Indikation

- Lumbalgie
- Degenerative Veränderung der Wirbelsäule

Eigenschaften

- Stufenlos einstellbare Kompression
- Stabilisierende Bandage mit entlastender Wirkung
- Mit rückseitig anpassbaren Stäben

Lumboloc

Indications

- Lombalgies
- Atteintes dégénératives du rachis

Propriétés

- Compression continue réglable
- Bandage stabilisant avec effet soulageant
- Baleines postérieures adaptables
- Confectionné en diverses grandeurs

Lumboloc

Indicazione

- Lombalgia
- Degenerazione della schiena

Caratteristiche

- Chiusura regolabile compressiva
- Bendaggio stabilizzante con scarico
- Con stecche posteriori adattabili

Lumboloc



Rumpf- und Schulter Bandagen

Bandages du tronc et épaules

Bendaggio del busto e delle spalle

Geradehalter Bandage

Indikation

- Haltungsschwäche
- Claviculafraktur

Eigenschaften

- Aufrichten der thorakalen Kyphose
- Ausführung in div. Größen und Zugstärken

Bandage de redressement

Indications

- Faiblesse de maintien postural
- Fracture claviculaire

Propriétés

- Redressement de la cyphose dorsale
- Fracture vertébrale au dessus de D10
- Confectionné en diverses grandeurs

Reggispalle

Indicazione


- Dorso curvo
- Frattura clavicola

Caratteristiche

- Raddrizza la cifosi toracale
- Fornibile in diverse misure e durezze



Geradehalter Bandage
Bandage de redressement
Reggispalle



Rumpf-Orthesen

Orthèses du tronc
Ortesi del tronco



Soft Tec Dorso

Indikation

- Osteoporose, postoperative Stabilisierung

Eigenschaften

- Aufrichtende Wirbelsäulen und Entlastung des Thorakolumbalen Übergangs (L2-Th8)

Ausführung

- In div. Grössen
- Bei starker Kyphose Massanfertigung nach Gipsabdruck notwendig

Soft Tec Dorso

Indications

- Ostéoporose
- Stabilisation postopératoire

Propriétés

- Redressement du rachis et décharge D8-L2
- En diverses grandeurs
- En cas de cyphose sévère, réalisation possible sur mesure par moulage plâtré

Soft Tec Dorso


Indicazione

- Osteoporosi
- Stabilizzazione postoperatoria

Caratteristiche

- Estensione vertebrale con scarico dei segmenti (L2-TH8)
- Per gravi cifosi
- Costruzione su misura su calco in gesso

Soft Tec Dorso



Rumpf-Bauch Bandagen

Orthèses du tronc
Ortesi del tronco

Lendenmieder nach Mass

Indikation

- Segmentinstabilität
- Postoperativ
- Stabile Frakturen
- Osteoporose

Eigenschaften

- Kompression und Fixation mit Ruhigstellung

Lumbostat sur mesure

Indications

- Instabilité segmentaire
- Postopératoire
- Fracture stable
- Ostéoporose

Propriétés

- Compression et immobilisation segmentaire

Réalisation

- Corset semi-rigide sur mesure

Lombostatico su misura

Indicazione

- Instabilità segmentaria
- Postoperatorio
- Fratture stabili
- Osteoporosi

Caratteristiche

- Compressione e fissazione

Abdominalmieder nach Mass

Indikation

- Hernie

Eigenschaften

- Mit Innen- und Ausenzug

Ceinture abdominale sur mesure

Indications

- Hernie abdominale

Propriétés

- Avec housse interne et externe
- Corset souple sur mesure

Fascia addominale su misura

Indicazione

- Ernie

Caratteristiche

- Con reggipancia interno



Lendenmieder nach Mass
Lumbostat sur mesure
Lombostatico su misura



Abdominalmieder nach Mass
Ceinture abdominale sur mesure
Fascia addominale su misura

Rumpf-Orthesen

Orthèses du tronc
Ortesi del tronco



Becken-Lenden-Support

Indikation

- Bei neurologischen Instabilitäten

Eigenschaften

- Seitliche Kompression der Taille zur Stabilisierung des Lendenbereichs
- Nach Mass

Support reins-bassin

Indications

- Instabilités neurologiques

Propriétés

- Stabilisation de la région lombaire
- D'après moulage plâtré

Supporto bacino-lombare

Indicazione

- Instabilità neurologica

Caratteristiche

- Compressione laterale in vita per stabilizzare la parte lombare
- Su misura

BOB Korsett Busto Overlap Brace

Indikation

- Wirbelfrakturen
- Spondylarthrose
- Spondylodesen
- Osteochondrose

Eigenschaften

- Halbhartes Vollkontaktkorsett

Corset lombaire BOB Boston Overlap Brace

Indications

- Fracture vertébrale
- Spondylolyse
- Spondylolisthésis
- Ostéochondrose
- Hernie discale
- Corset pré- et postopératoire

Propriétés

- Corset modulaire semi-rigide à contact total

BOB Corsetto

Indicazione

- Fratture vertebrali
- Spondilartrosi
- Spondilodesi
- Osteocondrosi

Caratteristiche

- Corsetto a contatto totale semirigido



Becken-Lenden-Support
Support reins-bassin
Supporto bacino-lombare



BOB Korsett
Corset lombaire BOB (Boston Overlap Brace)
BOB Corsetto

Rumpf-Orthesen

Orthèses du tronc
Ortesi del tronco



Dreipunktekorsett

Indikation

- Kompressionsfrakturen Th9-L5
- Bei Osteoporose mit Vorbehalt

Eigenschaften

- Aufrichten und Fixieren der Wirbelsäule in Hyperlordose

Ausführung

- Diverse Größen, muss aber angepasst werden

Corset 3 points

Indications

- Fractures par compression du mur antérieur D9 à L5
- Ostéoporose avec antéversion

Propriétés

- Redressement et fixation de la colonne vertébrale en hyperlordose
- Diverses grandeurs, doit être adapté

Corsetto tre punti

Indicazione

- Fratture di compressione a (TH9-L5)
- Limitata osteoporosi


Caratteristiche

- Raddrizza e fissa le vertebre in iperlordosi
- Da adattare

Dreipunktekorsett-Rahmen
Corset 3 points
Corsetto tre punti



Dreipunktekorsett- Bähler
Corset 3 points - Bähler
Busto 3 punti - Bähler



Rumpf-Orthesen

Orthèses du tronc
Ortesi del tronco



Rahmenkorsett nach Mass

Indikation

- Kompressionsfrakturen Th9-L5
- Bei Osteoporose mit Vorbehalt

Eigenschaften

- Aufrichten und Fixieren der Wirbelsäule in Hyperlordose
- Individuelle Passform

Corset 3 points sur mesure

Indications

- Fractures par compression du mur antérieur D9 à L5
- Ostéoporose avec antéversion
- Adaptation personnalisée

Propriétés

- Redressement et fixation de la colonne vertébrale en hyperlordose
- Possible pour toutes les morphologies, d'après moulage plâtré ou mesures informatiques

Corsetto a cornice su misura

Indicazione

- Fratture compressive (TH9-L5)
- Limitata osteoporosi

Caratteristiche

- Raddrizza e fissa le vertebre in iperlordosi
- Forma individuale



Rahmenkorsett nach Mass
Corset 3 points sur mesure
Corsetto a cornice su misura

Rumpf-Orthesen

Orthèses du tronc Ortesi del tronco

Aufrichte-Korsett

nach Prof. Gschwend

Indikation

- Kyphosen im thorakalen Bereich Th10-L1
- Morbus Scheuermann

Eigenschaften

- Aufrichtung der Kyphose mit Bauchpresse und Thorakalpelotte
- Nach Gipsmodell

Aufrichte-Korsett dynamisch

Indikation

- Kyphosen im thorakalen Bereich Th10-L1
- Morbus Scheuermann

Eigenschaften

- Aufrichtung der Kyphose mit Bauchpresse und verstellbarer Thorakalpelotte
- Nach Gipsmodell

Corset de redressement

D'après le Prof. Gschwend

Indications

- Cyphose dorsale région D10-L1
- Maladie de Scheuermann

Propriétés

- Redressement de la cyphose par un appui ventral et pelote sternale
- D'après moulage plâtré ou numérique

Corset de redressement dynamique

Indications

- Cyphose dorsale région D10-L1
- Maladie de Scheuermann

Propriétés

- Redressement variable de la cyphose par une pelote sternale rabattable
- D'après moulage plâtré ou numérique

Corsetto raddrizzatore

Sec. Dott. Gschwend

Indicazione

- Cifosi toracali (TH10-L1)
- Morbo di Scheuermann

Caratteristiche

- Raddrizzamento della cifosi mediante pressione addominale e pelotta toracale
- Secondo calco in gesso

Corsetto raddrizzatore dinamico

Indicazione

- Cifosi toracali (TH10-L1)
- Morbo di Scheuermann

Caratteristiche

- Raddrizzamento della cifosi mediante pressione addominale e pelotta toracale regolabile
- Secondo calco in gesso

Aufrichte-Korsett
Corset de redressement
Corsetto raddrizzatore



Aufrichte-Korsett dynamisch
Corset de redressement dynamique
Corsetto raddrizzatore dinamico



Rumpf-Orthesen

Orthèses du tronc
Ortesi del tronco



Aufrichte-Korsett mit justierbarer Redression

Indikation

- Kyphosen im thorakalen Bereich Th10-L1
- Morbus Scheuermann

Eigenschaften

- Aufrichtung der Kyphose mit Bauchpresse und quengelbarer Thorakalpelotte
- Nach Gipsmodell

Corset de redressement avec articulation réglable

Indications

- Cyphose dorsale région D10-L1
- Maladie de Scheuermann

Propriétés

- Redressement variable de la cyphose par une pelote sternale réglable avec une articulation Quengel
- D'après moulage plâtré ou numérique

Corsetto raddrizzatore con regressione registrabile

Indicazione

- Cifosi toracali (TH10-L1)
- Morbo di Scheuermann

Caratteristiche

- Raddrizzamento della cifosi mediante pressione addominale e pelotta toracale registrabile
- Secondo calco in gesso



Rumpf-Orthesen

Orthèses du tronc
Ortesi del tronco



Doppelschalen Korsett

Indikation

- Postoperativ nach Wirbelsäulenstabilisation
- Skoliosen und Fehlhaltungen bei CP
- Muskeldystrophie

Eigenschaften

- Stark fixierendes Korsett mit Ruhigstellung und Korrektur der Wirbelsäule
- Nach Gipsmodell

Corset bi-valves

Indications

- Post-chirurgie de stabilisation du rachis
- Troubles moteurs cérébraux
- Dystrophie musculaire

Propriétés

- Corset de fixation importante avec maintien et corrections des gibbosités
- D'après moulage plâtré ou numérique

Corsetto a doppio guscio

Indicazione

- Postoperatorio dopo stabilizzazione vertebrale
- Scoliosi e malposizione da paresi cerebrale

Caratteristiche

- Forte stabilizzazione con correzione vertebrale
- Secondo calco in gesso



Doppelschalen Korsett
Corset bi-valves
Corsetto a doppio guscio

Rumpf-Orthesen

Orthèses du tronc
Ortesi del tronco



Spine Cor Korsett

Indikation

- Idiopatische Skoliosen mit leichten Krümmungen bei 5-25°

Eigenschaften

- Dynamische Korrektur mit elastischen Korrekturzügen
- Nach elektronischer Vermessung
- Versorgung nur im Team sinnvoll

Corset Spine Cor

Indications

- Scoliose idiopatique avec légère gibbosité de 5 à 25°

Propriétés

- Correction dynamique par tractions élastiques
- D'après mesures numériques
- Valable seulement en équipe pluridisciplinaire

Corsetto Spine Cor

Indicazione

- Scoliosi ideopatica con curve leggere tra 5° e 25°

Caratteristiche

- Correzione dinamica con fasce elastiche
- Solo con sinergie
- Misurazioni elettroniche



Spine Cor Korsett
Corset Spine Cor
Corsetto Spine Cor

Rumpf-Orthesen

Orthèses du tronc
Ortesi del tronco

Cheneau Korsett

Indikation

- Idiopatische Skoliosen mit starken Krümmungen bei 25°-70°

Eigenschaften

- Rotations Korrektur mit festen Druckpelotten
- Nach Gipsmodell oder CAD-CAM

Corset de Cheneau

Indications

- Scolioses idiopatiques avec courbes gibbositaires de 25° à 70°

Propriétés

- Correction de la rotation par de forts appuis
- D'après moulage plâtré ou mesures CAD-CAM

Corsetto Cheneau

Indicazione

- Scoliosi ideopatica con curve forti tra 25° e 70°

Caratteristiche

- Correzione di rotazione con spinte fisse
- Secondo calco in gesso o CAD-CAM



Rumpf-Orthesen

Orthèses du tronc
Ortesi del tronco



Kielbrust Orthese

Indikation

- Kielbrust- Hühnerbrust
- Deformität des Thorax mit kielförmigem Vorspringen des Sternum

Eigenschaften

- Redression des Vorsprungs durch Druckpelotte
- Nach Gipsmodell

Orthèse Kielbrust

Indications

- Kielbrust
- Déformation du thorax avec protubérance sternale

Propriétés

- Redressement de la déformation par une pelote d'appui
- D'après moulage plâtré

Ortesi per petto carenato

Indicazione

- Petto carenato
- Deformità toraciche con protuberanze cuneiformi dello sterno

Caratteristiche

- Riposizionamento della protuberanza mediante pelotta compressiva
- Secondo calco in gesso

Kielbrust Orthese
Orthèse Kielbrust
Ortesi per petto carenato



Hals-Kopf-Orthesen

Orthèses du cou et de la tête
Ortesi del collo e della testa



Schanz'scher Kragen

Indikation

- Leichtes Cervicalsyndrom
- Rheumatische Beschwerden

Eigenschaften

- Leicht stabilisierend
- Entlastend
- Wärmend

Collerette de Schanz

Indications

- Syndrome cervical léger
- Douleurs rhumatismales

Propriétés

- Stabilisation légère
- Décharge
- Thermique

Collare di Schanz

Indicazione

- Leggera sindrome cervicale
- Dolori reumatici

Proprietà

- Stabilizzazione leggera
- Di scarico
- Termico

Plastazote Kragen "Philadelphia"

Indikation

- Schleudertrauma
- Postoperativ
- Leichte Dislokationen

Eigenschaften

- Leichte Extension
- Fixation

Minerve en plastazote "Philadelphia"

Indications

- Coup du lapin
- Postopératoire
- Dislocation légère

Propriétés

- Extension modérée
- Fixation

Collare "Philadelphia" in plastazote

Indicazione

- Colpo di frusta
- Postoperatorio
- Leggera dislocazione

Proprietà

- Leggera estensione
- Fissazione



Schanz'scher Kragen
Collerette de Schanz
Collare di Schanz



Plastazote Kragen "Philadelphia"
Minerve en plastazote "Philadelphia"
Collare "Philadelphia" in plastazote

Hals-Kopf-Orthesen

Orthèses du cou et de la tête
Ortesi del collo e della testa

Cervical-Orthese "Repona"

Indikation

- Frakturen
- Postoperativ
- Tumor
- Komplette Fixation

Eigenschaften

- Ruhigstellung der HWS
- Extension

Kopfhalter aus Kunststoff

Indikation

- Schlechte Kopfkontrolle bei CP

Eigenschaften

- Fixation des Kopfes in gewünschter Stellung

Orthèse cervicale "Repona"

Indications

- Fractures
- Postopératoire
- Tumeur
- Fixation complète

Propriétés

- Immobilisation des vertèbres cervicales
- Extension

Fixateur de la tête en plastique

Indications

- Contrôle déficient de la tête chez l'IMC

Propriétés

- Fixation de la tête en position désirée

Ortesi cervicale "Repona"

Indicazione

- Fratture
- Postoperatorio
- Tumori
- Fissazione completa

Proprietà

- Immobilizzazione vertebre cervicali
- Estensione

Fissatore in plastica della testa

Indicazione

- Cattivo controllo della testa dopo paralisi cerebrale

Proprietà

- Fissazione della testa in posizione funzionale



Cervical-Orthese "Repona"
Orthèse cervicale "Repona"
Ortesi cervicale "Repona"



Kopfhalter aus Kunststoff
Fixateur de la tête en plastique
Fissatore della testa in plastica



Hals-Kopf-Orthesen

Orthèses du cou et de la tête
Ortesi del collo e della testa

Schutzhelm-Orthese

Indikation

- Fallgefährdete

Eigenschaften

- Absorbieren von Stößen und Schlägen
- Konfektioniert
- Nach Mass

Gesichtsschutz-Orthese

Indikation

- Nasenbein-Frakturen

Eigenschaften

- Protektion vom Nasenbein

Casque de protection

Indications

- Chutes fréquentes

Propriétés

- Absorption des chocs et traumatismes
- Confectionnelle
- Sur mesure

Masque de protection

Indications

- Fracture de la cloison nasale

Propriétés

- Protection nasale

Casco di protezione

Indicazione

- Cadute

Proprietà

- Assorbimento dei colpi e dei traumi
- Confezionato
- Su misura

Maschera di protezione

Indicazione

- Frattura del setto nasale

Proprietà

- Protezione del setto nasale



Schutzhelm-Orthese
Casque de protection
Casco di protezione



Gesichtsschutz-Orthese
Orthèse de protection du visage
Maschera di protezione

Hals-Kopf-Orthesen

Orthèses du cou et de la tête
Ortesi del collo e della testa



Schädel-Korrektur-Orthese

Indikation

- Asymmetrische Kopfform
- Plagiozephalie

Eigenschaften

- Korrektur der Kopfform durch wachsen in Korrektur-Orthese
- Nach Mass

Casque de correction pour le crâne

Indications

- Forme asymétrique de la tête
- Plagiocéphalie

Propriétés

- Correction de la forme crânienne en grandissant dans le casque
- Sur mesure

Casco correttivo

Indicazione

- Forma asimmetrica della testa
- Plagiocefalia

Proprietà

- Correzione della forma grazie alla crescita nell'ortesi correttiva
- Su misura



Schädel-Korrektur-Orthese
Casque de correction pour le crâne
Casco correttivo